



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Whirl Pak® Kunststoffbeutel mit Schriftfeld, 12,5 x 7,5 cm (L xB)

29,50 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Vielseitige **Proben-Beutel** besonders geeignet für Flüssigproben zur Lebensmittel-, Wasser- und Abwasseruntersuchung, aber auch für biologische oder chemische Proben.

Zum Öffnen und Verschließen des Beutels ist die Einfüllöffnung auf beiden Seiten mit einem Metallbügel hinterlegt, der auch die Öffnung immer straff hält.

Zum hermetischen Verschließen den Beutel am Metallbügel festhalten und mehrfach um die eigene Achse schleudern, dann die beiden Enden des Metallbügels einschlagen und festdrücken. Der Whirl-Pak® kann so oft wie erforderlich geöffnet und verschlossen werden.

Eine starke Schweißnaht an allen Seiten garantiert zusätzliche Sicherheit.

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------------|---|
| Art.-Nr. | 1-7138 |
| Hersteller (Marke) | Whirl Pak |
| EAN | 4058072045319 |
| autoklavierbar bei 121°C | Nein |
| Farbe | transparent (klar) |
| Material | Low-Density-Polyethylen (LDPE) |
| Volumen | 60 ml |
| steril | Ja |
| Beutel Eigenschaften | mit Verschluss/Deckel mit Beschriftungsfeld |
| Breite | 75 mm |
| Länge | 125 mm |
| Typ Beutel | Probenbeutel Aufbewahrungsbeutel |
| Typ Verschluss/ Deckel | Bügelverschluss |
| Dicke | 0.57 mm |
| TBST MAX | 82 °C |
| TBST MIN | -210 °C |

