



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## re::Lab Whirl-Pak® Kunststoffbeutel, 23 x 15 cm (L x B)

Sonderangebot


**27,90 €**

Normalpreis

**39,40 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

**Hinweis: Starke Preisreduzierung aufgrund von abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum!**

Vielseitige **Proben-Beutel** besonders geeignet für Flüssigproben zur Lebensmittel-, Wasser- und Abwasseruntersuchung, aber auch für biologische oder chemische Proben.

Zum Öffnen und Verschließen des Beutels ist die Einfüllöffnung auf beiden Seiten mit einem Metallbügel hinterlegt, der auch die Öffnung immer straff hält.

Zum hermetischen Verschließen den Beutel am Metallbügel festhalten und mehrfach um die eigene Achse schleudern, dann die beiden Enden des Metallbügels einschlagen und festdrücken. Der Whirl-Pak® kann so oft wie erforderlich geöffnet und verschlossen werden.

Eine starke Schweißnaht an allen Seiten garantiert zusätzliche Sicherheit.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-7143_RELAB
neoGreen	Ja
Hersteller (Marke)	re:Lab
EAN	4066292690998
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (klar)
Material	Low-Density-Polyethylen (LDPE)
Volumen	720 ml
steril	Ja
Beutel Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel
Breite	230 mm
Länge	150 mm
Typ Beutel	Probenbeutel Aufbewahrungsbeutel
Typ Verschluss/ Deckel	Bügelverschluss
TBST MAX	82 °C
TBST MIN	-210 °C
Dicke	0.74 mm

