



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Whirl Pak® Kunststoffbeutel mit Schriftfeld, 125 x 305 mm (B x L), steril

78,40 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Whirl-Pak®-Beutel mit Beschriftungsfeld erleichtern die Probenidentifikation!

Das weiße Schriftfeld kann mit einem gewöhnlichen Kugelschreiber oder Bleistift beschriftet werden.

Ideal für die Probenahme von Flüssigkeiten wie Milch, Wasser und Lebensmitteln.

Sie können bei jeder Temperatur eingefroren werden, sogar in flüssigem Stickstoff – nach dem Einfrieren ist eine sorgfältige Handhabung erforderlich.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-7164
Hersteller (Marke)	Whirl Pak
EAN	4058072154714
Farbe	transparent (klar)
Material	Low-Density-Polyethylen (LDPE)
Volumen	1260 ml
steril	Ja
Beutel Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel mit Beschriftungsfeld
Breite	125 mm
Länge	305 mm
Typ Beutel	Probenbeutel Aufbewahrungsbeutel
Typ Verschluss/ Deckel	Bügelverschluss
TBST MAX	82 °C
TBST MIN	-210 °C
Dicke	0.76 mm

