



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Wheaton Aufbewahrungskasten, für 40 Fläschchen bis 16 mm Ø, 50 mm hoch

36,21 € Ab
27,04 €
**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images

Beschreibung

Kompakter Aufbewahrungskasten aus Polystyrol mit Fächern für 40 und 60 Zählfläschchen, mit Schaumstoffeinlage am Boden und Klappdeckel mit alphanumerischer Tabelle.

Best.-Nr. 9-0261

für 40 Fläschchen (max. 16 mm Ø, 50 mm hoch)

Zubehör: Indexkarten (Best.-Nr. 9-0262 und 9-0263)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	WD-0857
Hersteller (Marke)	Wheaton
alte neoLab ArtikelNr.	9-0261
EAN	4058072427252
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (klar)
Material	Polystyrol (PS)
Boxen Eigenschaften	stapel- / zusammensteckbar mit herausnehmbaren Rastereinsatz mit Verschluss / Deckel mit Rastereinsatz für verschiedene Gefäßtypen / Volumina alphanumerisch codiert
Breite	95 mm
Höhe	60 mm
Länge	186 mm
Tiefe	186 mm
Typ Verschluss / Deckel	Klappverschluss / -deckel
geeignet für	Fläschchen / Vials
Fachgröße	16 x 16 mm
Plätze (BxL)	4 x 10
für Gefäße mit DM bis	16.0 mm
für Gefäße mit Volumen bis	2 ml 3 ml 4 ml
für Typ Fläschchen / Vial	Fläschchen. 12.5 mm Ø
geeignet für Kühlung in	Ultratiefkühlschrank / Deep Freezer

