



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine LaboBox-System: Kasten, PC, 49 mm innere Höhe

12,60 € Ab
11,40 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die stapelbaren LaboBox®-Kästen mit Stülpedeckel zur Aufnahme der LaboBox®-Gestelle gibt es **in zwei verschiedenen Höhen**. Einfach je nach Bestückungshöhe des Gestells auswählen.

Der höhere Kasten ist auch für Objektträger 76 x 45 mm geeignet.

Die Kästen sind **autoklavierbar und kryotauglich**, temperaturbeständig von -130°C bis +130°C.

Material: PC, transparent

Maße ohne Deckel: 170 x 83 mm (L x B)

Best.-Nr. 2-2317

Kasten mit Deckel, innere Höhe 49 mm

Maße: 178 x 83 x 55 mm (L x B x H)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-2317
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072060558
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polycarbonat (PC)
Boxen Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel alphanumerisch codiert
Breite	83 mm
Breite/innen	83 mm
Höhe	55 mm
Höhe innen	49.0 mm
Länge	178 mm
Tiefe	178 mm
Tiefe innen	178 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Klappverschluss/-deckel
geeignet für	Objektträger (76 x 26mm) Racks
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe
Fachgröße	2 x 76 mm
Plätze (BxL)	1 x 50
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reaktionsgefäße Kryoröhrchen

