




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Mini-Box transparent, PE, 500 ml, 130 x 60 x 80 mm

**Preis auf
Anfrage**

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Aufbewahrungs- und Lagerboxen mit abgerundeten Ecken.

- stabile Ausführung, stapelbar
- dicht schließender Schnappdeckel, mit Beschriftungsfeld
- vollkommen transparent

Material: Polyethylen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1685
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072072438
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	500 ml
steril	Nein
Boxen Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel
Breite	60 mm
Form	rechteckig
Höhe	80 mm
Länge	130 mm
Tiefe	130 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Push-on/Steckverschluss
geeignet für	variable Anwendungen
TBST MAX	80 °C
TBST MIN	-40 °C
Farbe Verschluss/ Deckel	blau transparent (milchig)
Material Verschluss/ Deckel	Low-density-Polyethylen (LDPE)
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe

