



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Multifunktionsbox groß, 1,7 L, transparent

8,47 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die neoLab Multifunktionsboxen aus robustem PP im schönen Design sind die kleinen Helfer im Labor. Die Boxen mit anhängendem Klappdeckel sind passend zum Aufbewahren und Transportieren verschiedenster Proben, Kleinteile, Werkzeuge und weiteren Utensilien die im Laboralltag gebraucht werden.

- spülmaschinenfest

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1527
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072118686
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	1700 ml
steril	Nein
Boxen Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel
Breite	145 mm
Form	rechteckig
Höhe	65 mm
Länge	245 mm
Tiefe	245 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Klappverschluss/-deckel
Farbe Verschluss/ Deckel	transparent (milchig)
Material Verschluss/ Deckel	Polypropylen (PP)
Verschluss-/ Deckeigenschaften	geschlossen
geeignet für Kühlung in	Kühlschrank Gefrierschrank/ -truhe

