



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Multifunktionsbox klein, 0,9 L, transparent

**8,78 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

Die neoLab Multifunktionsboxen aus robustem PP im schönen Design sind die kleinen Helfer im Labor. Die Boxen mit anhängendem Klappdeckel sind passend zum Aufbewahren und Transportieren verschiedenster Proben, Kleinteile, Werkzeuge und weiteren Utensilien die im Laboralltag gebraucht werden.

- spülmaschinenfest

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1536
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072118655
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	900 ml
steril	Nein
Boxen Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel
Breite	129 mm
Form	rechteckig
Höhe	60 mm
Länge	177 mm
Tiefe	177 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Klappverschluss/-deckel
Farbe Verschluss/ Deckel	transparent (milchig)
Material Verschluss/ Deckel	Polypropylen (PP)
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen
geeignet für Kühlung in	Kühlschrank Gefrierschrank/ -truhe

