



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Tiefkühlbox aus PP, 0,6 l

**3,46 €** Ab

**2,73 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Quadratische und rechteckige Allzweckdosen zum Aufbewahren und Einfrieren mit dicht schließendem, elastischem Deckel.

Die Dosen sind transparent mit blauem Deckel.

Stapelbar.

Material: Polypropylen

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1584
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072057503
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	600 ml
steril	Nein
Boxen Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel
Breite	120 mm
Form	quadratisch
Höhe	60 mm
Länge	120 mm
Tiefe	120 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Push-on/Steckverschluss
geeignet für	variable Anwendungen
TBST MAX	110 °C
TBST MIN	-40 °C
Verschluss-/ Deckeigenschaften	geschlossen
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe
Farbe Verschluss/ Deckel	blau
Material Verschluss/ Deckel	Polypropylen (PP)

