



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Tiefkühlbox aus PP, 0,8 l

4,73 € Ab

4,27 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Quadratische und rechteckige Allzweckdosen zum Aufbewahren und Einfrieren mit dicht schließendem, elastischem Deckel.

Die Dosen sind transparent mit blauem Deckel.

Stapelbar.

Material: Polypropylen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1585
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072057510
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	800 ml
steril	Nein
Boxen Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel
Breite	120 mm
Form	quadratisch
Höhe	80 mm
Länge	120 mm
Tiefe	120 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Push-on/Steckverschluss
geeignet für	variable Anwendungen
TBST MAX	110 °C
TBST MIN	-40 °C
Verschluss-/ Deckeigenschaften	geschlossen
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe
Farbe Verschluss/ Deckel	blau
Material Verschluss/ Deckel	Polypropylen (PP)

