



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Tiefkühlbox aus PP, 1,25 l

4,97 € Ab

4,66 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Quadratische und rechteckige Allzweckdosen zum Aufbewahren und Einfrieren mit dicht schließendem, elastischem Deckel.

Die Dosen sind transparent mit blauem Deckel.

Stapelbar.

Material: Polypropylen

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Art.-Nr. | 2-1586 |
| Hersteller (Marke) | neoLab |
| EAN | 4058072057527 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Nein |
| Farbe | transparent (milchig) |
| Material | Polypropylen (PP) |
| Volumen | 1250 ml |
| steril | Nein |
| Boxen Eigenschaften | mit Verschluss/Deckel |
| Breite | 120 mm |
| Form | quadratisch |
| Höhe | 120 mm |
| Länge | 120 mm |
| Tiefe | 120 mm |
| Typ Verschluss/ Deckel | Push-on/Steckverschluss |
| geeignet für | variable Anwendungen |
| TBST MAX | 110 °C |
| TBST MIN | -40 °C |
| Verschluss-/ Deckeigenschaften | geschlossen |
| geeignet für Kühlung in | Gefrierschrank/ -truhe |
| Farbe Verschluss/ Deckel | blau |
| Material Verschluss/ Deckel | Polypropylen (PP) |

