



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Cryomaster® Kryobox aus PC, weiß, 100 Plätze, 133x133x53 mm, -196°C to 121°C

**50,40 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

Kryoboxen aus Polycarbonat; chemisch beständig gegen Alkohole und milde organische Lösungsmittel -5x5 (25-Well), 9x9 (81-Well) oder 10x10 (100-Well) Boxen erhältlich -Kompatibel mit 0,5ml, 1,5ml oder 2,0ml Mikroröhrchen und kryogenen Fläschchen -Boxen mit nummerierten Gittern zur Probenidentifikation -Abflusslöcher und Entlüftungsöffnungen minimieren die Kondensation -Farbe weiß -Geeignet für die Lagerung in Gefrierschränken oder flüssigem Stickstoff -Temperaturbereich: stabil von minus 196°C bis 121°C

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	4-6034
Hersteller (Marke)	Cryomaster
EAN	4066292697973
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Weiß
steril	Nein
Boxen Eigenschaften	mit Rastereinsatz für verschiedene Gefäßtypen/Volumina autoklavierbar
Breite	133 mm
Breite/innen	129 mm
Höhe	53 mm
Höhe innen	51.0 mm
Länge	133 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Aufliegender Verschluss
geeignet für	Kryoröhrchen
geeignet für Kühlung in	Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer Kühlschrank Gefrierschrank/ -truhe
Plätze (BxL)	10 x 10

