



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Kryo-Transportbox Styropor groß, 375 x 205 x 145 mm, 10 Stck./Pack

Sonderangebot

13,30 €

Normalpreis

19,95 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Leichte, sehr stabile Kryo- u. Transportbox für Röhrchen und Fläschchen.
Styropor 100% FCKW-frei.

Abmessungen (BxTxH):
355x180x70 mm (innen)
375x205x90 mm (außen)

Verpackungseinheit: 10 Stück/Pack

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	4-5021
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072023492
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	Weiß
Material	Polystyrol (EPS. Styropor®)
Boxen Eigenschaften	mit herausnehmbaren Rastereinsatz mit Verschluss/Deckel für lichtempfindliche Proben
Breite	205 mm
Breite/innen	180 mm
Höhe	90 mm
Höhe innen	70.0 mm
Länge	375 mm
Tiefe	375 mm
Tiefe innen	355 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Stülpverschluss
für Gefäße mit DM bis	30.0 mm
für Gefäße mit Volumen bis	50 ml
geeignet für Kühlung in	Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer

