



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine Aufbewahrungsbox für 15 ml- Röhrchen, 5 x 5 Plätze, transparent

12,30 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Aufbewahrungsbox für 15/50 ml Zellkulturröhrchen (Falcon) in leuchtenden Farben.

Zwei Einsätze sorgen für einen festen Halt der Röhrchen im oberen wie auch im unteren Bereich.

Die Boxen sind temperaturbeständig bis -80°C und haben einen transparent, milchigen Deckel.

5 x 5 Plätze für 15 ml Zellkulturröhrchen mit max. 17 mm Durchmesser.

3 x 3 Plätze für 50 ml Zellkulturröhrchen mit max. 30 mm Durchmesser.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1917
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072058869
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polypropylen (PP)
Boxen Eigenschaften	stapel- / zusammensteckbar mit herausnehmbaren Rastereinsatz mit Verschluss / Deckel mit Rastereinsatz
Breite	137 mm
Höhe	128 mm
Länge	137 mm
Tiefe	137 mm
Typ Verschluss / Deckel	Klappverschluss / -deckel
geeignet für	Zentrifugenröhrchen
Plätze (BxL)	5 x 5
für Gefäße mit DM bis	17.0 mm
für Gefäße mit Volumen bis	15 ml
für Typ (Mikro-)Gefäß	Zentrifugenröhrchen
geeignet für Kühlung in	Ultratiefkühlschrank / Deep Freezer

