



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine Aufbewahrungsbox für 15 ml- Röhrchen, 5 x 5 Plätze, pink

12,30 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Aufbewahrungsbox für 15/50 ml Zellkulturröhrchen (Falcon) in leuchtenden Farben.

Zwei Einsätze sorgen für einen festen Halt der Röhrchen im oberen wie auch im unteren Bereich.

Die Boxen sind temperaturbeständig bis -80°C und haben einen transparent, milchigen Deckel.

5 x 5 Plätze für 15 ml Zellkulturröhrchen mit max. 17 mm Durchmesser.

3 x 3 Plätze für 50 ml Zellkulturröhrchen mit max. 30 mm Durchmesser.

Zusätzliche Informationen

| | |
|--|--|
| Art.-Nr. | 2-1919 |
| Hersteller (Marke) | neoLabLine |
| EAN | 4058072058883 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Ja |
| Farbe | pink |
| Material | Polypropylen (PP) |
| Boxen Eigenschaften | stapel- / zusammensteckbar mit herausnehmbaren Rastereinsatz mit Verschluss / Deckel mit Rastereinsatz |
| Breite | 137 mm |
| Höhe | 128 mm |
| Länge | 137 mm |
| Tiefe | 137 mm |
| Typ Verschluss / Deckel | Klappverschluss / -deckel |
| geeignet für | Zentrifugenröhrchen |
| für Gefäße mit Volumen bis | 15 ml |
| geeignet für Kühlung in | Ultratiefkühlschrank / Deep Freezer |
| Plätze (BxL) | 5 x 5 |
| für Gefäße mit DM bis | 17.0 mm |
| für Typ (Mikro-)Gefäß | Zentrifugenröhrchen |

