



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolabLine Aufbewahrungsbox für 50 ml- Röhrchen, 3 x 3 Plätze, pink

**14,80 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

### Aufbewahrungsbox für 15/50 ml Zellkulturröhrchen (Falcon) in leuchtenden Farben.

Zwei Einsätze sorgen für einen festen Halt der Röhrchen im oberen wie auch im unteren Bereich.

Die Boxen sind temperaturbeständig bis  $-80^{\circ}\text{C}$  und haben einen transparent, milchigen Deckel.

5 x 5 Plätze für 15 ml Zellkulturröhrchen mit max. 17 mm Durchmesser.

3 x 3 Plätze für 50 ml Zellkulturröhrchen mit max. 30 mm Durchmesser.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1925
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072058944
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei $121^{\circ}\text{C}$	Ja
Farbe	pink
Material	Polypropylen (PP)
Boxen Eigenschaften	stapel- / zusammensteckbar   mit herausnehmbaren Rastereinsatz   mit Verschluss / Deckel   mit Rastereinsatz
Breite	137 mm
Höhe	128 mm
Länge	137 mm
Tiefe	137 mm
Typ Verschluss / Deckel	Klappverschluss / -deckel
geeignet für	Zentrifugenröhrchen
Kapazität	9
Plätze (BxL)	3 x 3
für Gefäße mit DM bis	30.0 mm
für Gefäße mit Volumen bis	50 ml
für Typ (Mikro-)Gefäß	Zentrifugenröhrchen
geeignet für Kühlung in	Ultratiefkühlschrank / Deep Freezer

