



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Kryobox schwarz, 100 Plätze

16,40 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Aufbewahrungsbox aus Polypropylen schwarz, zur Lagerung von lichtempfindlichen Proben.

100 Plätze für 0,5, 1,5, 2,0 ml Reaktionsgefäße und Kryoröhrchen.

Material PP schwarz, autoklavierbar, stapelbar.

Alphanumerischer Index auf dem Deckel.

Temperaturbeständig von -90 bis +121°C.

Für max. 53 mm Röhrchenhöhe.

100 Öffnungen 12,5 x 12,5 mm

Maße: 140 x 140 x 60 mm (L x B x H)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-8040
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072041953
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Schwarz
Material	Polypropylen (PP)
Boxen Eigenschaften	stapel-/ zusammensteckbar mit Verschluss/Deckel mit Rastereinsatz für verschiedene Gefäßtypen/Volumina für lichtempfindliche Proben alphanumerisch codiert
Breite	140 mm
Höhe	60 mm
Länge	140 mm
Tiefe	140 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Klappverschluss/-deckel
geeignet für	Mikrogefäße/ Röhrchen
Fachgröße	12.5 x 12.5 mm
Kapazität	100
Plätze (BxL)	10 x 10
für Gefäße mit DM bis	12.5 mm
für Gefäße mit Volumen bis	0.5 ml 1.5 ml 2 ml
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reaktionsgefäße Kryoröhrchen
geeignet für Kühlung in	Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer

