



neolabLine Kryo-Aufbewahrungsbox für Raster, transparent

Artikelbilder



Beschreibung

Transparente Box aus PP mit Stülpedeckel zur Bestückung mit kunststoffbeschichteten Kartonrastern und Rater aus Polypropylen für Gefäße mit 12 bis 20 mm Ø.

Temperaturbeständig von -90 bis +121°C, autoklavierbar.

Maße: 135 x 135 x 50 mm (L x B x H)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1916
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072058852
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polypropylen (PP)
Boxen Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel für verschiedene Gefäßtypen/Volumina
Breite	135 mm
Höhe	50 mm
Länge	135 mm
Tiefe	135 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Klappverschluss/-deckel
geeignet für	Mikrogefäße/ Röhrchen
geeignet für Kühlung in	Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer
Plätze (BxL)	variabel
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reaktionsgefäße Kryoröhrchen

