





neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolabLine Kryo-Aufbewahrungsbox für Raster, transparent

**5,72 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**



## Beschreibung

Transparente Box aus PP mit Stülpdeckel zur Bestückung mit kunststoffbeschichteten Kartonrastern und Rater aus Polypropylen für Gefäße mit 12 bis 20 mm Ø.

Temperaturbeständig von -90 bis +121°C, autoklavierbar.

Maße: 135 x 135 x 50 mm (L x B x H)

Zubehör: Raster aus PP (Best.-Nr. 2-2894 ff.)

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1916
Hersteller (Marke)	neolabLine
EAN	4058072058852
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polypropylen (PP)
Boxen Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel für verschiedene Gefäßtypen/Volumina
Breite	135 mm
Höhe	50 mm
Länge	135 mm
Tiefe	135 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Klappverschluss/-deckel
geeignet für	Mikrogefäße/ Röhrchen
geeignet für Kühlung in	Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer
Plätze (BxL)	variabel
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reaktionsgefäße Kryoröhrchen

