




neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Cryomaster® Kryobox aus Edelstahl 136x136x133 mm

**42,20 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

Die **Cryomaster® Kryobox** aus hochwertigem **Edelstahl** ist durch ihre Robustheit ideal geeignet für die Langzeitlagerung von empfindlichen Proben. Dort wo Boxen über einen längeren Zeitraum gelagert, häufig eingefroren oder aufgetaut werden müssen, ist die Kryobox aus Edelstahl die bessere Alternative zu herkömmlichen Kryoboxen aus Karton oder Kunststoff.

Mit einem Boxen Grundmaß 136 x 136 mm passen die Kryoboxen in alle gängigen Schrank- und Truhengestelle.

- Ideal für Zellkulturlabor und Kulturbanken
- In drei verschiedenen Höhen erhältlich
- Für Kryoröhrchen mit einem Durchmesser von 12 mm Durchmesser

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	4-6023
Hersteller (Marke)	Cryomaster
EAN	4058072191368
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	silber
Material	Edelstahl
Boxen Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit mit Verschluss/Deckel für lichtempfindliche Proben
Breite	136 mm
Höhe	133 mm
Länge	136 mm
Tiefe	136 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Stülpsverschluss
geeignet für Kühlung in	Kühlschrank Gefrierschrank/ -truhe Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer Stickstoffbehälter

