



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine Kryobox beschichtet aus Karton, blau, 136x136x50mm

**Preis auf
Anfrage**

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Die **blaue** neoLab Kryobox ist aus kältebeständigem, beschichtetem Karton gefertigt. Somit ist diese Kartonbox zur Probenlagerung bei Tiefsttemperaturen von bis zu -86°C geeignet. Durch die Nutzung unterschiedlicher Raster kann die Kryobox auch flexibel als Aufbewahrungsbox in Ihrem Labor eingesetzt werden. Der Stülpedeckel hat an der Stirnseite ein praktisches Beschriftungsfeld zur einfachen Identifikation der Box oder des Inhalts.

Maße: 136 x 136 x 50 mm (L x B x H)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-2696
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072068523
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	blau
Material	Karton PE-beschichtet
Boxen Eigenschaften	stapel- / zusammensteckbar mit herausnehmbaren Rastereinsatz mit Verschluss/Deckel mit Rastereinsatz mit Beschriftungsfeld für verschiedene Gefäßtypen/Volumina für lichtempfindliche Proben
Breite	136 mm
Höhe	50 mm
Länge	136 mm
Tiefe	136 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Klappverschluss/-deckel
geeignet für	Mikrogefäße/ Röhrchen
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reaktionsgefäße Kryoröhrchen
geeignet für Kühlung in	Stickstoffbehälter

