



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine Kryo-Aufbewahrungsbox economy, weiß, 133x133x50 mm

3,45 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Farbige economy Kryoboxen aus kältebeständigem und imprägniertem Karton. Komplett mit Überstülpl-Deckel. Ohne Beschriftungsfeld. Maße: 133x 133 x 50 mm (LxBxH) Passende Rastereinsätze: Best-Nr. 2-2880 bis 2-2887

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-2671
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072068363
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	Weiß
Material	Karton
Boxen Eigenschaften	stapel- / zusammensteckbar mit herausnehmbaren Rastereinsatz mit Verschluss / Deckel für verschiedene Gefäßtypen / Volumina für lichtempfindliche Proben
Breite	133 mm
Höhe	50 mm
Länge	133 mm
Tiefe	133 mm
Typ Verschluss / Deckel	Klappverschluss / -deckel
geeignet für Kühlung in	Stickstoffbehälter

