











neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : DE 143 450 657



neoLabLine Kryo-Aufbewahrungsbox economy, grün, 133x133x50 mm

4,70 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

Farbige economy Kryoboxen aus kältebeständigem und imprägniertem Karton. Komplett mit Überstülp-Deckel. Ohne Beschriftungsfeld. Maße: 133x 133 x 50 mm (LxBxH) Passende Rastereinsätze: Best-Nr. 2-2880 bis 2-2887

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	2-2674
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072068394
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	grün
Material	Karton
Boxen Eigenschaften	stapel-/ zusammensteckbar mit herausnehmbaren Rastereinsatz mit Verschluss/Deckel für verschiedene Gefäßtypen/Volumina für lichtempfindliche Proben
Breite	133 mm
Höhe	50 mm
Länge	133 mm
Tiefe	133 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Klappverschluss/-deckel
geeignet für Kühlung in	Stickstoffbehälter

