

neolabLine Kryobox, smart, beschichtet aus Karton, weiß, 136x136x75mm PDF



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine Kryobox, smart, beschichtet aus Karton, weiß, 136x136x75mm

4,95 € Ab

2,71 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Die neoLabLine Kryobox – smart ist eine Kryobox aus kältebeständigem und beschichtetem Karton. Somit ist diese Kartonbox zur Probenlagerung bei Tiefsttemperaturen von bis zu -86°C geeignet. Die Kryobox ohne Raster ist mit unterschiedlichen Rastereinsätzen flexibel auch als Aufbewahrungsbox in Ihrem Labor einsetzbar. Der Stülpedeckel hat an der Stirnseite ein praktisches Beschriftungsfeld zur einfachen Identifikation der Box oder des Inhalts.

Dank des smarten Labels von **FLUICS CONNECT** kann diese Box schnell und problemlos in ein vorhandenes **Digital Inventory Management System** integriert werden. Mehr Informationen zum [INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM](#)

Maße: 136 x 136 x 75 mm (L x B x H)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-2701
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072068561
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	Weiß
Material	Karton PE-beschichtet
Boxen Eigenschaften	stapel- / zusammensteckbar mit herausnehmbaren Rastereinsatz mit Verschluss/Deckel mit Rastereinsatz mit Beschriftungsfeld für verschiedene Gefäßtypen/Volumina für lichtempfindliche Proben
Breite	136 mm
Höhe	75 mm
Länge	136 mm
Tiefe	136 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Klappverschluss/-deckel
geeignet für	Mikrogefäße/ Röhrchen
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reaktionsgefäße Kryoröhrchen
geeignet für Kühlung in	Stickstoffbehälter

