



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neolabLine Kryobox beschichtet aus Karton,
weiß, 136x136x20 mm**

**4,17 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Die neoLab Kryobox für PCR-Gefäße ist aus kältebeständigem, beschichtetem Karton gefertigt. Die neoLab Kryobox ist aus kältebeständigem, beschichtetem Karton gefertigt. Somit ist diese Kartonbox zur Probenlagerung bei Tiefsttemperaturen von bis zu -86°C geeignet. Durch die Nutzung unterschiedlicher Ratsereinsätze kann die Kryobox auch als Aufbewahrungsbox flexibel in Ihrem Labor eingesetzt werden.

Maße: 136 x 136 x 20 mm (L x B x H)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-2890
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072069322
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	Weiß
Material	Karton PE-beschichtet
Boxen Eigenschaften	stapel- / zusammensteckbar mit Verschluss/Deckel mit Beschriftungsfeld für lichtempfindliche Proben
Breite	136 mm
Höhe	20 mm
Länge	136 mm
Tiefe	136 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Klappverschluss/-deckel
geeignet für	Mikrogefäße/ Röhren
Plätze (BxL)	16 x 16
für Gefäße mit DM bis	6.0 mm
für Gefäße mit Volumen bis	0.2 ml
für Typ (Mikro-)Gefäß	PCR-Reaktionsgefäße
geeignet für Kühlung in	Stickstoffbehälter

