



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e


Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**neolabLine Kryobox beschichtet aus Karton,  
weiß, 136x136x75 mm**

**4,88 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images



## Beschreibung

---

Die neoLab Kryobox ist aus kältebeständigem, beschichtetem Karton gefertigt. Somit ist diese Kartonbox zur Probenlagerung bei Tiefsttemperaturen von bis zu  $-86^{\circ}\text{C}$  geeignet. Durch die Nutzung unterschiedlicher Ratsereinsätze kann die Kryobox auch als Aufbewahrungsbox flexibel in Ihrem Labor eingesetzt werden.

Maße: 136 x 136 x 75 mm (L x B x H)

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	2-2901
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072069421
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei $121^{\circ}\text{C}$	Nein
Farbe	Weiß
Material	Karton PE-beschichtet
Boxen Eigenschaften	stapel- / zusammensteckbar mit Verschluss/Deckel für verschiedene Gefäßtypen/Voluminal für lichtempfindliche Proben
Breite	136 mm
Höhe	75 mm
Länge	136 mm
Tiefe	136 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Klappverschluss/-deckel
geeignet für	Mikrogefäße/ Röhrchen
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reaktionsgefäße Kryoröhrchen
geeignet für Kühlung in	Stickstoffbehälter

