



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Kryoboxen (PC), 81 Plätze, 53 mm hoch, rot, 4 St./Pack

**65,50 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Kryo-Box für 9 x 9 Kryoröhrchen mit 1,2/2,0 ml Inhalt und 12,5 mm Ø.

Die stapelbare Box ist dreiteilig und besteht aus einem weißen Unterteil, einem roten Fächereinsatz und einem transparenten Deckel mit alphanumerischer Kennzeichnung zur besseren Identifikation der Proben.

Material: Polycarbonat

Temperaturbeständigkeit: -190° bis +121°C

Maße: 135 x 135 x 53 mm hoch

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-8032
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072041878
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	rot
Material	Polycarbonat (PC)
Boxen Eigenschaften	stapel- / zusammensteckbar   mit herausnehmbaren Rastereinsatz   mit Verschluss / Deckel   mit Rastereinsatz   im Set   für verschiedene Gefäßtypen / Volumina   alphanumerisch codiert
Breite	135 mm
Höhe	53 mm
Länge	135 mm
Tiefe	135 mm
Typ Verschluss / Deckel	Klappverschluss / -deckel
geeignet für	Mikrogefäße / Röhrchen
für Gefäße mit Volumen bis	2 ml   1.2 ml
geeignet für Kühlung in	Stickstoffbehälter
Fachgröße	12.5 x 12.5 mm
Plätze (BxL)	9 x 9
für Gefäße mit DM bis	12.5 mm
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reaktionsgefäße   Kryoröhrchen

