



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Kryoboxen (PC), 81 Plätze, 53 mm hoch, Rainbow 4er Pack (je 1 x blau, grün, rot, gelb)

**58,60 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Kryo-Box für 9 x 9 Kryoröhrchen mit 1,2/2,0 ml Inhalt und 12,5 mm Ø.

Die stapelbare Box ist dreiteilig und besteht aus einem weißen Unterteil, einem farbigen Fächereinsatz und einem transparenten Deckel mit alphanumerischer Kennzeichnung zur besseren Identifikation der Proben.

Material: Polycarbonat

Temperaturbeständigkeit: -190° bis +121°C

Maße: 135 x 135 x 53 mm hoch

Best.-Nr. 7-8049 / Rainbow-Pack beinhaltet je 1 Box in jeder Farbe (blau, rot, grün, gelb).

Zusätzliche Informationen

| | |
|----------------------------|--|
| Art.-Nr. | 7-8049 |
| Hersteller (Marke) | neoLab |
| EAN | 4058072042004 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Ja |
| Farbe | blau grün rot gelb |
| Material | Polycarbonat (PC) |
| Boxen Eigenschaften | stapel- / zusammensteckbar mit herausnehmbaren Rastereinsatz mit Verschluss / Deckel mit Rastereinsatz für verschiedene Gefäßtypen / Volumina alphanumerisch codiert |
| Breite | 135 mm |
| Höhe | 53 mm |
| Länge | 135 mm |
| Tiefe | 135 mm |
| Typ Verschluss / Deckel | Klappverschluss / -deckel |
| geeignet für | Mikrogefäße / Röhrchen |
| Fachgröße | 12.5 x 12.5 mm |
| Kapazität | 81 |
| Plätze (BxL) | 9 x 9 |
| für Gefäße mit DM bis | 12.5 mm |
| für Gefäße mit Volumen bis | 2 ml 1.2 ml |
| für Typ (Mikro-)Gefäß | Reaktionsgefäße Kryoröhrchen |
| geeignet für Kühlung in | Stickstoffbehälter |

