



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e


Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Kryo-Aufbewahrungsbox PC, blau, 9 x 9 Plätze, 96 mm hoch, 5 Stck./Pack

**102,70 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Kryobox für 9 x 9 Kryoröhrchen mit 3 bis 5 ml Inhalt und 12,5 mm Ø.

Die stapelbare Box ist dreiteilig und besteht aus einem weißen Unterteil, einem blauen Fächereinsatz und einem transparenten Deckel mit alphanumerischer Kennzeichnung zur besseren Identifikation der Proben.

Material: Polycarbonat

Temperaturbeständigkeit: -190° bis +121°C

Maße: 135 x 135 x 96 mm hoch

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-8020
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072041779
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	blau transparent (klar) weiß
Material	Polycarbonat (PC)
Boxen Eigenschaften	stapel-/ zusammensteckbar mit herausnehmbaren Rastereinsatz mit Verschluss/Deckel mit Rastereinsatz für verschiedene Gefäßtypen/Volumina alphanumerisch codiert
Breite	135 mm
Höhe	96 mm
Länge	135 mm
Tiefe	135 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Klappverschluss/-deckel
geeignet für	Mikrogefäße/ Röhrchen
für Gefäße mit Volumen bis	3 ml 4 ml 5 ml
geeignet für Kühlung in	Stickstoffbehälter
Fachgröße	12.5 x 12.5 mm
Plätze (BxL)	9 x 9
für Gefäße mit DM bis	12.5 mm
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reaktionsgefäße Kryoröhrchen

