



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neoLab® Kryo-Aufbewahrungsbox PC, gelb, 9 x 9 Plätze, 96 mm hoch, 5 Stck./Pack

102,70 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Kryobox für 9 x 9 Kryoröhrchen mit 3 bis 5 ml Inhalt und 12,5 mm Ø.

Die stapelbare Box ist dreiteilig und besteht aus einem weißen Unterteil, einem gelben Fächereinsatz und einem transparenten Deckel mit alphanumerischer Kennzeichnung zur besseren Identifikation der Proben.

Material: Polycarbonat

Temperaturbeständigkeit: -190° bis +121°C

Maße: 135 x 135 x 96 mm hoch

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-8023
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072041809
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	gelb transparent (klar) weiß
Material	Polycarbonat (PC)
Boxen Eigenschaften	stapel- / zusammensteckbar mit herausnehmbaren Rastereinsatz mit Verschluss/Deckel mit Rastereinsatz für verschiedene Gefäßtypen/Volumina alphanumerisch codiert
Breite	135 mm
Höhe	96 mm
Länge	135 mm
Tiefe	135 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Klappverschluss/-deckel
geeignet für	Mikrogefäße/ Röhrchen
Fachgröße	12.5 x 12.5 mm
Plätze (BxL)	9 x 9
für Gefäße mit DM bis	12.5 mm
für Gefäße mit Volumen bis	3 ml 4 ml 5 ml
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reaktionsgefäße Kryoröhrchen
geeignet für Kühlung in	Stickstoffbehälter

