




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Nalgene Kryobox aus PC, 5 x 5 Plätze für 1,5/2,0 ml

92,16 € Ab
74,64 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Kryoboxen aus PC zur Lagerung in Tieftemperatur-Truhen und -Schränken oder in Flüssigstickstoff.

Temperaturbeständig von -196°C bis $+121^{\circ}\text{C}$, autoklavierbar.

Mit Gittereinteilung und Fachnummerierung auf dem Deckel.

Fachgröße 12 mm, passend für alle gängigen Kryoröhrchen mit 1,5 oder 2,0 ml sowie Eppendorf-Reaktionsgefäße.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1524
Hersteller (Marke)	Nalgene
alte neoLab ArtikelNr.	2-5025
EAN	4058072167837
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	weiß transparent (klar)
Material	Polycarbonat (PC)
Boxen Eigenschaften	stapel- / zusammensteckbar mit Verschluss/Deckel mit Rastereinsatz für verschiedene Gefäßtypen/Volumina alphanumerisch codiert
Breite	76 mm
Höhe	52 mm
Länge	76 mm
Tiefe	76 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Klappverschluss/-deckel
geeignet für	Mikrogefäße/ Röhrchen
für Gefäße mit Volumen bis	1.5 ml 2 ml
geeignet für Kühlung in	Stickstoffbehälter
Fachgröße	12 x 12 mm
Plätze (BxL)	5 x 5
für Gefäße mit DM bis	12.0 mm
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reaktionsgefäße Kryoröhrchen

