



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Nalgene Kryobox aus PC, 9 x9 Plätze für 5 ml

456,96 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Kryoboxen aus PC zur Lagerung in Tieftemperatur-Truhen und -Schränken oder in Flüssigstickstoff.

Temperaturbeständig von -196°C bis $+121^{\circ}\text{C}$, autoklavierbar.

Mit Gittereinteilung und Fachnummerierung auf dem Deckel.

Fachgröße 12 mm, passend für alle gängigen Kryoröhrchen mit 1,5 oder 2,0 ml sowie Eppendorf-Reaktionsgefäße.

Zusätzliche Informationen

| | |
|----------------------------|--|
| Art.-Nr. | CD-1527 |
| Hersteller (Marke) | Nalgene |
| alte neoLab ArtikelNr. | 2-5029 |
| EAN | 4058072219390 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Ja |
| Farbe | weiß transparent (klar) |
| Material | Polycarbonat (PC) |
| Boxen Eigenschaften | stapel- / zusammensteckbar mit Verschluss/Deckel mit Rastereinsatz für verschiedene Gefäßtypen/Volumina alphanumerisch codiert |
| Breite | 133 mm |
| Höhe | 95 mm |
| Länge | 133 mm |
| Tiefe | 133 mm |
| Typ Verschluss/ Deckel | Klappverschluss/-deckel |
| geeignet für | Mikrogefäße/ Röhrchen |
| Fachgröße | 12 x 12 mm |
| Kapazität | 81 |
| Plätze (BxL) | 9 x 9 |
| für Gefäße mit DM bis | 12.0 mm |
| für Gefäße mit Volumen bis | 5 ml |
| für Typ (Mikro-)Gefäß | Reaktionsgefäße Kryoröhrchen |
| geeignet für Kühlung in | Stickstoffbehälter |

