



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Kryo-Aufbewahrungsboxen aus PS, 100 Stellplätze, rosa

58,60 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Kryobox mit 100 Plätzen für Kryoröhrchen mit 1 bis 2 ml Inhalt und 12,5 mm Ø.

Es passen 100 Röhrchen mit Innengewinde oder 64 Röhrchen mit Außengewinde.

Material: Polystyrol, geeignet für Temperaturen von -80° bis +80°C, nicht autoklavierbar.

Deckel transparent mit Fächernummerierung zur Identifikation der Proben.

Maße: 133 x 133 x 52 mm hoch

Zusätzliche Informationen

| | |
|----------------------------|---|
| Art.-Nr. | 7-8043 |
| Hersteller (Marke) | neoLab |
| EAN | 4058072041984 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Nein |
| Farbe | rosa transparent (klar) |
| Material | Polystyrol (PS) |
| Boxen Eigenschaften | stapel-/ zusammensteckbar mit Verschluss/Deckel mit Rastereinsatz für verschiedene Gefäßtypen/Volumina alphanumerisch codiert |
| Breite | 133 mm |
| Höhe | 52 mm |
| Länge | 133 mm |
| Tiefe | 133 mm |
| Typ Verschluss/ Deckel | Klappverschluss/-deckel |
| geeignet für | Mikrogefäße/ Röhrchen |
| Fachgröße | 12.5 x 12.5 mm |
| Plätze (BxL) | 10 x 10 |
| für Gefäße mit DM bis | 12.5 mm |
| für Gefäße mit Volumen bis | 1 ml 1.2 ml 1.5 ml 2 ml |
| für Typ (Mikro-)Gefäß | Reaktionsgefäße Kryoröhrchen |
| geeignet für Kühlung in | Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer |

