



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Kryo-Aufbewahrungsboxen aus PS, 100 Stellplätze, gelb

**58,60 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Kryobox mit 100 Plätzen für Kryoröhrchen mit 1 bis 2 ml Inhalt und 12,5 mm Ø.

Es passen 100 Röhrchen mit Innengewinde oder 64 Röhrchen mit Außengewinde.

Material: Polystyrol, geeignet für Temperaturen von -80° bis +80°C, nicht autoklavierbar.

Deckel transparent mit Fächernummerierung zur Identifikation der Proben.

Maße: 133 x 133 x 52 mm hoch

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-8044
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072041991
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	gelb transparent (klar)
Material	Polystyrol (PS)
Boxen Eigenschaften	stapel-/ zusammensteckbar mit Verschluss/Deckel mit Rastereinsatz für verschiedene Gefäßtypen/Volumina alphanumerisch codiert
Breite	133 mm
Höhe	52 mm
Länge	133 mm
Tiefe	133 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Klappverschluss/-deckel
geeignet für	Mikrogefäße/ Röhrchen
Fachgröße	12.5 x 12.5 mm
Kapazität	100 64
Plätze (BxL)	10 x 10
für Gefäße mit DM bis	12.5 mm
für Gefäße mit Volumen bis	1 ml 1.2 ml 1.5 ml 2 ml
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reaktionsgefäße Kryoröhrchen
geeignet für Kühlung in	Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer

