




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Aufbewahrungsrack m. Deckel f. PCR-Tubes, 96 Plätze, gelb

Sonderangebot


10,70 €

Normalpreis

13,50 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Rack speziell für 0,2 ml PCR-Röhrchen in Strips, aber auch für Einzelröhrchen.

Für Strips mit 8 oder 12 Röhrchen

Für 96 PCR-Tubes (8 x 12 Plätze)

Alphanumerisch indiziert, stapelbar.

Komplett mit klarsichtigem Deckel, schließt staubdicht.

In gelb

Material: PP, autoklavierbar bis 121°C

Außenmaße mit Deckel: 128 x 87 x 33 mm

Außenmaße ohne Deckel: 128 x 84 x 17 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-2600
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072068233
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig) gelb
Material	Polypropylen (PP)
Boxen Eigenschaften	stapel-/ zusammensteckbar mit Verschluss/Deckel mit Rastereinsatz alphanumerisch codiert
Breite	128 mm
Höhe	87 mm
Länge	33 mm
Tiefe	33 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Stülpverschluss
geeignet für	Mikrogefäße/ Röhrchen
Plätze (BxL)	8 x 12
für Gefäße mit DM bis	6.0 mm
für Gefäße mit Volumen bis	0.2 ml
für Typ (Mikro-)Gefäß	PCR-Reaktionsgefäße
geeignet für Kühlung in	Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer

