



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Aufbewahrungsrack m. Deckel f. PCR-Tubes, 96 Plätze, blau

Sonderangebot

**10,70 €**

Normalpreis

**13,50 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Rack speziell für 0,2 ml PCR-Röhrchen in Strips, aber auch für Einzelröhrchen.

Für Strips mit 8 oder 12 Röhrchen

Für 96 PCR-Tubes (8 x 12 Plätze)

Alphanumerisch indiziert, stapelbar.

Komplett mit klarsichtigem Deckel, schließt staubdicht.

In blau

Material: PP, autoklavierbar bis 121°C

Außenmaße mit Deckel: 128 x 87 x 33 mm

Außenmaße ohne Deckel: 128 x 84 x 17 mm

## Zusätzliche Informationen

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Art.-Nr.                   | 2-2604   |
| Hersteller (Marke)         | neoLab   |
| EAN                        | 4058072068271  |
| Transporttemperatur        | Raumtemperatur   |
| autoklavierbar bei 121°C   | Ja   |
| Farbe                      | transparent (milchig) blau   |
| Material                   | Polypropylen (PP)  |
| Boxen Eigenschaften        | stapel-/ zusammensteckbar mit Verschluss/Deckel mit Rastereinsatz alphanumerisch codiert |
| Breite                     | 128 mm   |
| Höhe                       | 87 mm  |
| Länge                      | 33 mm  |
| Tiefe                      | 33 mm  |
| Typ Verschluss/ Deckel     | Stülpverschluss  |
| geeignet für               | Mikrogefäße/ Röhrchen  |
| für Gefäße mit Volumen bis | 0.2 ml   |
| geeignet für Kühlung in    | Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer   |
| Plätze (BxL)               | 8 x 12   |
| für Gefäße mit DM bis      | 6.0 mm   |
| für Typ (Mikro-)Gefäß      | PCR-Reaktionsgefäße  |

