



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Kryobox-5er-Set mit anhängendem Deckel für 100 Kryovials 1,5 ml/ 2,0 ml; grün, weiss, rot, gelb, blau; 133x133x50 mm

32,50 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Temperaturbeständige Boxen für den Einsatz von -196° bis +121°C. Mit wasserabweisender Kunststoffbeschichtung. Deckel, Boden und alle Seiten sind alphanumerisch codiert. So können Sie die Proben leicht und schnell identifizieren. Der Scharnierdeckel ist an der Box angehängt und verhindert versehentliches Verlegen oder Verlust. Alle Boxen werden mit einem herausnehmbaren widerstandsfähigem Raster aus PP geliefert. Nach Hinzufügen von Lüftungslöchern und Verwendung von Kartonrastern auch für die Lagerung in flüssigem Stickstoff geeignet.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-0032
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072089535
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	blau gelb grün rot weiß
Material	Karton
Boxen Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel mit Rastereinsatz mit Beschriftungsfeld im Set für verschiedene Gefäßtypen/Volumina für lichtempfindliche Proben alphanumerisch codiert
Breite	133 mm
Höhe	95 mm
Länge	133 mm
Tiefe	133 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Klappverschluss/-deckel
Anzahl Teile im Set	5
Fachgröße	13 x 13 mm
Plätze (BxL)	10 x 10
für Gefäße mit DM bis	12.0 mm
für Gefäße mit Volumen bis	2 ml
geeignet für Kühlung in	Kühlschrank Gefrierschrank/ -truhe Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer Stickstoffbehälter

