



Thermo Scientific Kryoboxen

Artikelbilder

Beschreibung

Kryoboxen Erfüllen Sie jeden Bedarf und jedes Budget mit den Thermo Scientific™ Kryoboxen. Beschreibung: Polycarbonat, 133 x 133 x 52 mm Bauweise/Design: Nalgene Cryobox aus Polycarbonat Form: Quadratisch Typ: Kryobox Aufnahmevermögen: 100 (1 bis 1.5 ml-Fläschchen) Menge: 10 Stück/Packung; 10 Stück/Karton Röhren-Array: 10 x 10 Abmessungen (L x B x H): 5.25 x 5.25 x 2.06 in. (133 x 133 x 52 mm) Länge (angloamerikanisch): 5,25 in. Länge (metrisch): 133 mm Breite (angloamerikanisch): 5,25 in. Breite (metrisch): 133 mm Höhe (angloamerikanisch): 2.06 in. Höhe (metrisch): 52 mm Unit Size: Case of 10

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1526
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	238751010
EAN	4058072173944
Bruttogewicht	1.95
Ursprungsland	Mexiko
Verpackungsvolumen	0.01200000 ccm
Zolltarifnummer	39269097

