



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolabLine PCR-Aufbewahrungsbox, orange

Sonderangebot


**6,70 €**

Normalpreis

**8,45 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Aufbewahrungsrack und Kryobox für PCR-Tubes und -Strips 0,2 ml.

Besonderheit dieser Box sind die 14 Reihen, die es ermöglichen, auch 12er Strips mit Deckel leicht hinein und heraus zu heben, da die äußere Reihe frei bleibt. Der extra flache Deckel verhindert das Herausfallen der Tubes.

Für Strips mit 8 oder 12 Gefäßen.

14 x 14 Reihen für max. 196 Einzelgefäße oder 12 Stück 8er-/12er Strips.

Stapelbar

Alphanumerische Kennzeichnung am Boden.

Maße: 133 x 133 x 30 mm (B x T x H)

Material: PP, autoklavierbar bis 121°C

Großmengen auf Anfrage!

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1915
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072058845
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig) orange
Material	Polypropylen (PP)
Boxen Eigenschaften	stapel-/ zusammensteckbar mit Verschluss/Deckel mit Rastereinsatz alphanumerisch codiert
Breite	133 mm
Höhe	30 mm
Länge	133 mm
Tiefe	133 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Klappverschluss/-deckel
geeignet für	Mikrogefäße/ Röhrchen
für Gefäße mit Volumen bis	0.2 ml
geeignet für Kühlung in	Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer
Fachgröße	7 x 7 mm
Plätze (BxL)	14 x 14
für Gefäße mit DM bis	6.0 mm
für Typ (Mikro-)Gefäß	PCR-Reaktionsgefäße

