



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Thermo Scientific Tischkühlbehälter

203,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Tischkühlbehälter Schützen Sie Enzyme, Zellen, Reagenzien und Lösungen, indem sie die Tiefkühltemperaturen mit dem Tischkühlbehälter auch auf dem Labortisch beibehalten. Array: 3 x 4 Bauweise/Design: Ohne Füllung/durchsichtiger Deckel Gehaltene Temp., Stunden: lt;-15 deg;C, 1 Kapazität (metrisch): 0,2 ml bis 0,5 ml Aufnahmevermögen: 12 (0,2 bis 0,5 ml-Röhrchen) Temperaturbereich: -20 °C Typ: Tischkühlbehälter Höhe (metrisch): 125 mm Höhe (angloamerikanisch): 4,94 in. Länge (metrisch): 151 mm Länge (angloamerikanisch): 5,31 in. Breite (metrisch): 108 mm Breite (angloamerikanisch): 4,25 in. Abmessungen (L x B x H): 5,31 x 4,25 x 4,94 in. (151 x 108 x 125 mm) Beschreibung: 3x4 Kammern, - 20 Grad Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1556
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	238751152
EAN	4066292478374
Bruttogewicht	0.82
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Ursprungsland	Mexiko
Verpackungsvolumen	0.00300000 ccm
Zolltarifnummer	39269097

