



Thermo Scientific Tischkühlbehälter

Artikelbilder

Beschreibung

Tischkühlbehälter Schützen Sie Enzyme, Zellen, Reagenzien und Lösungen, indem sie die Tiefkühltemperaturen mit dem Tischkühlbehälter auch auf dem Labortisch beibehalten. Array: 4 x 8 Bauweise/Design: Gel-filled/white lid Gehaltene Temp., Stunden: Hours, Stunden, Stunden, <1 °C, 5.0 Kapazität (metrisch): 0,2 ml bis 0,5 ml Aufnahmevermögen: 32 (Kryoröhrchen und 0,2 bis 0,5 ml Mikrozentrifugenröhrchen) Temperaturbereich: 0 °C Typ: Tischkühlbehälter Höhe (angloamerikanisch): 5,75 in. Länge (angloamerikanisch): 9.56 in. Breite (angloamerikanisch): 6.19 in. Abmessungen (L x B x H): 9.56 x 6.19 x 5.75 in. (243 x 157 x 146 mm) Beschreibung: 4x8 Fächer, Gel gefüllt, 0 Grad. Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-2169
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	108751161
EAN	4066292483743
Bruttogewicht	1.86
Ursprungsland	Mexiko
Verpackungsvolumen	0.00700000 ccm
Zolltarifnummer	39269097

