



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Thermo Scientific Tischkühlbehälter

396,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Tischkühlbehälter Schützen Sie Enzyme, Zellen, Reagenzien und Lösungen, indem sie die Tiefkühltemperaturen mit dem Tischkühlbehälter auch auf dem Labortisch beibehalten. Array: 4 x 8 Bauweise/Design: Gel-filled/white lid Gehaltene Temp., Stunden: Hours,Stunden , Stunden, <1 °C , 5.0 Kapazität (metrisch): 0,2 ml bis 0,5 ml Aufnahmevermögen: 32 (Kryoröhrchen und 0,2 bis 0,5 ml Mikrozentrifugenröhrchen) Temperaturbereich: 0 °C Typ: Tischkühlbehälter Höhe (angloamerikanisch): 5,75 in. Länge (angloamerikanisch): 9.56 in. Breite (angloamerikanisch): 6.19 in. Abmessungen (L x B x H): 9.56 x 6.19 x 5.75 in. (243 x 157 x 146 mm) Beschreibung: 4x8 Fächer , Gel gefüllt , 0 Grad . Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-2169
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	108751161
EAN	4066292483743
Bruttogewicht	1.86
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Ursprungsland	Mexiko
Verpackungsvolumen	0.00700000 ccm
Zolltarifnummer	39269097

