



## Thermo Scientific Tischkühlbehälter

### Artikelbilder

### Beschreibung

Tischkühlbehälter Schützen Sie Enzyme, Zellen, Reagenzien und Lösungen, indem sie die Tiefkühltemperaturen mit dem Tischkühlbehälter auch auf dem Labortisch beibehalten. Array: 3 x 4 Bauweise/Design: Non-filled/clear lid Gehaltene Temp., Stunden: Hours, Stunden, Stunden, &lt;1 &deg;C, 5.0 Kapazität (metrisch): 0,2 ml bis 0,5 ml Aufnahmevermögen: 12 (Röhrchen mit 16 bis 17mm Durchmesser) Temperaturbereich: 0 °C Typ: Tischkühlbehälter Höhe (angloamerikanisch): 7,5 Zoll Länge (angloamerikanisch): 7.75 in. Breite (angloamerikanisch): 5,5 in. Abmessungen (L x B x H): 7.75 x 5.5 x 7.5 in. (197 x 140 x 190 mm) Beschreibung: 3x4 Fächer für 16- 17mm dia.vials Unit Size: Each

### Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1559
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
VGKL Nummer	108751164
EAN	4066292478398
Bruttogewicht	1.81
Ursprungsland	Mexiko
Verpackungsvolumen	0.00700000 ccm
Zolltarifnummer	39269097

