



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine neoBox 50 Aufbewahrungsbox gelb, PP, 5 x 10 Plätze

10,20 € Ab

8,92 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Die neoBox 50 ist eine praktische Aufbewahrungsbox für die sichere Lagerung und den Transport von 50 Reaktionsgefäßen oder Kryovials. Gefertigt aus widerstandsfähigem Polypropylen ist die neoBox 50 von -90°C bis $+120^{\circ}\text{C}$ temperaturbeständig und autoklavierbar. Die Fächer dieser Aufbewahrungsbox sind in 5 x 10 Reihen angeordnet und alphanumerisch gekennzeichnet.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1941
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072059002
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	gelb
Material	Polypropylen (PP)
Boxen Eigenschaften	stapel-/ zusammensteckbar mit Verschluss/Deckel mit Rastereinsatz für verschiedene Gefäßtypen/Volumina
Breite	140 mm
Höhe	55 mm
Länge	86 mm
Tiefe	86 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Klappverschluss/-deckel
geeignet für	Fläschchen/ Vials Mikrogefäße/ Röhrchen
für Gefäße mit Volumen bis	1.2 ml 2 ml
geeignet für Kühlung in	Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer
Fachgröße	12 x 12 mm
Plätze (BxL)	5 x 10
für Gefäße mit DM bis	12.0 mm
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reaktionsgefäße Kryoröhrchen
für Typ Fläschchen/Vial	Fläschchen. 12 mm Ø

