



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolabLine neoBox 50 Aufbewahrungsbox blau, PP, 5 x 10 Plätze

**10,20 €** Ab

**8,92 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Die neoBox 50 ist eine praktische Aufbewahrungsbox für die sichere Lagerung und den Transport von 50 Reaktionsgefäßen oder Kryovials. Gefertigt aus widerstandsfähigem Polypropylen ist die neoBox 50 von -90°C bis +120°C temperaturbeständig und autoklavierbar. Die Fächer dieser Aufbewahrungsbox sind in 5 x 10 Reihen angeordnet und alphanumerisch gekennzeichnet.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1945
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072059033
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	blau
Material	Polypropylen (PP)
Boxen Eigenschaften	stapel-/ zusammensteckbar mit Verschluss/Deckel mit Rastereinsatz für verschiedene Gefäßtypen/Volumina
Breite	140 mm
Höhe	55 mm
Länge	86 mm
Tiefe	86 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Klappverschluss/-deckel
geeignet für	Fläschchen/ Vials Mikrogefäße/ Röhrchen
Fachgröße	12 x 12 mm
Plätze (BxL)	5 x 10
für Gefäße mit DM bis	12.0 mm
für Gefäße mit Volumen bis	1.2 ml 2 ml
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reaktionsgefäße Kryoröhrchen
für Typ Fläschchen/Vial	Fläschchen. 12 mm Ø
geeignet für Kühlung in	Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer

