



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolabLine neoBox 100 Aufbewahrungsbox pink, PP, 10 x 10 Plätze

**10,40 €** Ab

**9,18 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Die neoBox 100 ist eine praktische Aufbewahrungsbox für die sichere Lagerung und den Transport von 100 Reaktionsgefäßen oder Kryovials. Das neonfarbene Unterteil und der dicht schließende transparente Schanierdeckel sind aus widerstandsfähigem Polypropylen gefertigt und somit von  $-90^{\circ}\text{C}$  bis  $+120^{\circ}\text{C}$  temperaturbeständig und autoklavierbar. Die Fächer dieser Aufbewahrungsbox sind in 10 x 10 Reihen angeordnet und alphanumerisch gekennzeichnet.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1936
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072058968
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	pink
Material	Polypropylen (PP)
Boxen Eigenschaften	stapel-/ zusammensteckbar mit Verschluss/Deckel mit Rastereinsatz für verschiedene Gefäßtypen/Volumina
Breite	140 mm
Höhe	55 mm
Länge	153 mm
Tiefe	153 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Klappverschluss/-deckel
geeignet für	Fläschchen/ Vials Mikrogefäße/ Rörchen
Fachgröße	12 x 12 mm
Kapazität	100
Plätze (BxL)	10 x 10
für Gefäße mit DM bis	12.0 mm
für Gefäße mit Volumen bis	1.2 ml 2 ml
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reaktionsgefäße Kryoröhrchen
für Typ Fläschchen/Vial	Fläschchen. 12 mm Ø
geeignet für Kühlung in	Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer

