



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine neoBox 100 Aufbewahrungsbox blau, PP, 10 x 10 Plätze

10,40 € Ab

9,18 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Die neoBox 100 ist eine praktische Aufbewahrungsbox für die sichere Lagerung und den Transport von 100 Reaktionsgefäßen oder Kryovials. Das neonfarbene Unterteil und der dicht schließende transparente Schanierdeckel sind aus widerstandsfähigem Polypropylen gefertigt und somit von -90°C bis $+120^{\circ}\text{C}$ temperaturbeständig und autoklavierbar. Die Fächer dieser Aufbewahrungsbox sind in 10 x 10 Reihen angeordnet und alphanumerisch gekennzeichnet.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1938
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072058982
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	blau
Material	Polypropylen (PP)
Boxen Eigenschaften	stapel-/ zusammensteckbar mit Verschluss/Deckel mit Rastereinsatz für verschiedene Gefäßtypen/Volumina
Breite	140 mm
Höhe	55 mm
Länge	153 mm
Tiefe	153 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Klappverschluss/-deckel
geeignet für	Fläschchen/ Vials Mikrogefäße/ Rörchen
für Gefäße mit Volumen bis	1.2 ml 2 ml
geeignet für Kühlung in	Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer
Fachgröße	12 x 12 mm
Plätze (BxL)	10 x 10
für Gefäße mit DM bis	12.0 mm
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reaktionsgefäße Kryoröhrchen
für Typ Fläschchen/Vial	Fläschchen. 12 mm Ø

