



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine neoBox-200 Aufbewahrungsbox, schwarz

35,20 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Stapelbare Aufbewahrungsbox aus PP mit 20 x 10 Fächern für Gefäße bis 12 mm Ø, maximale Höhe 46 mm (HPLC-Vials, Kryoröhrchen, Reaktionsgefäße 1,5/2,0 ml).

Dicht schließender Klappdeckel mit Scharnieren.

Alphanumerisches Raster auf dem Deckel.

Temperaturbeständig von -80°C und 121°.

Material: Polypropylen, autoklavierbar bis 121°C

Maße: 275 x 140 x 60 mm (B x T x H)

Zubehör: Einsatz für Reaktionsgefäße 1,5 ml (Best.-Nr. 2-1210)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1964
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072059088
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Schwarz
Material	Polypropylen (PP)
Boxen Eigenschaften	stapel- / zusammensteckbar mit herausnehmbaren Rastereinsatz mit Verschluss / Deckel mit Rastereinsatz für verschiedene Gefäßtypen / Volumina für lichtempfindliche Proben alphanumerisch codiert
Breite	275 mm
Höhe	60 mm
Länge	140 mm
Tiefe	140 mm
Typ Verschluss / Deckel	Klappverschluss / -deckel
geeignet für	Fläschchen / Vials Mikrogefäße / Röhrchen
für Gefäße mit Volumen bis	1.2 ml 2 ml
geeignet für Kühlung in	Ultratiefkühlschrank / Deep Freezer
Plätze (BxL)	20 x 10
für Gefäße mit DM bis	12.0 mm
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reaktionsgefäße Kryoröhrchen
für Typ Fläschchen / Vial	Fläschchen. 12 mm Ø

