



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine neoBox-50, f. Gefäße bis 9 mm, 35 mm hoch, transparent

12,10 € Ab

10,90 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Stapelbare Aufbewahrungsbox aus PP mit 5 x 10 Plätzen.

Temperaturbeständig von -90°C bis 121°C, autoklavierbar.

Für Gefäße bis 9 mm Ø, max. 35 mm hoch.

Dicht schließender Stülpdeckel.

Maße: 120 x 64 x 38 mm (B x T x H)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1965
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072059095
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polypropylen (PP)
Boxen Eigenschaften	stapel- / zusammensteckbar mit Verschluss / Deckel mit Rastereinsatz für verschiedene Gefäßtypen / Volumina
Breite	120 mm
Höhe	38 mm
Länge	64 mm
Tiefe	64 mm
Typ Verschluss / Deckel	Klappverschluss / -deckel
geeignet für	Fläschchen / Vials Mikrogefäße / Röhrchen
Fachgröße	9 x 9 mm
Plätze (BxL)	5 x 10
für Gefäße mit DM bis	9.0 mm
für Gefäße mit Volumen bis	1.2 ml 2 ml
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reaktionsgefäße Kryoröhrchen
für Typ Fläschchen / Vial	Fläschchen. 12 mm Ø
geeignet für Kühlung in	Ultratiefkühlschrank / Deep Freezer

