



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

**Socorex Leere Box für Pipettenspitzen Qualitix®  
inkl. leeres Rack für Tipfill Nachfüll-System  
10/200 µL**

**36,09 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

**Product Images**

---

## Beschreibung

---

### Autoklavierbare Box mit Scharnier/Klappdeckel

Leicht abgerundete Ecken und der ergonomische Schnappverschluss verhindern das Hängenbleiben mit Handschuhen. Der transparente Deckel ermöglicht sofortige Sicht auf den Inhalt. Leere Racks können mit dem tipfill™-System nachgefüllt werden.

## Zusätzliche Informationen

---

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Art.-Nr.                 | SR-0417                           |
| Hersteller (Marke)       | Socorex                           |
| alte neoLab ArtikelNr.   | 7-7881                            |
| EAN                      | 4058072369309                     |
| Transporttemperatur      | Raumtemperatur                    |
| autoklavierbar bei 121°C | Ja                                |
| Farbe                    | transparent (blau)                |
| steril                   | Nein                              |
| Boxen Eigenschaften      | mit Verschluss/Deckel             |
| geeignet für             | Pipettenspitzen (Trays und Racks) |

